

4. Pour adoucir davantage, enlevez le rouleau abrasif nano bleu et remplacez-le par le rouleau de lissage mauve (voir comment changer le rouleau ci-dessous) et exercez une petite pression pour adoucir la peau.

NOTE: Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement en présence d'irritation ou de douleur. Une surutilisation peut causer des irritations et de la douleur.



Pour changer le rouleau :

1. Appuyez sur le bouton latéral près du rouleau de PedEgg Power (illustration 3).
2. Tirez le rouleau vers le haut pour le dégager (illustration 4).
3. Insérez le nouveau rouleau en l'enclenchant dans PedEgg Power.

Instructions de nettoyage :

1. Éteignez le PedEgg Power, retirez le rouleau selon les instructions de la section *Pour enlever le rouleau*.
2. Rincez le rouleau sous l'eau courante.
3. La partie extérieure de l'unité peut être nettoyée avec un linge humide.
4. Laissez sécher le rouleau puis réinstallez-le selon les instructions de la section *Pour enlever le rouleau*.

NOTE : Pour un rendement optimal, nettoyez PedEgg Power après chaque utilisation.



CAUTION:

- Intended for use on callused feet only. Do not use on uncallused, smooth skin. Injury may result.
- Avoid use on irritated, inflamed, or infected skin, or on open wounds. Irritation or laceration may result.
- Consult a physician before use if any skin conditions exist.
- Avoid use if you are diabetic or have poor blood circulation. Consult a physician before use.
- PedEgg Power is not recommended to be shared or used by more than one person. Infection may result.
- Not recommended for use by children.

MISE EN GARDE :

- Cet appareil a été conçu pour éliminer les callosités seulement. Il ne faut pas l'utiliser sur une peau lisse, sans callosité afin d'éviter les blessures.
- N'utilisez pas cet appareil sur une peau irritée ou infectée ou sur des plaies ouvertes afin d'éviter tout risque d'irritation ou de laceration.
- Si vous avez des problèmes de peau, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes diabétique ou avez une mauvaise circulation sanguine. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- PedEgg Power ne doit pas être utilisé par plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour les enfants.

LIMITATION OF LIABILITY


Liability limited to the purchase price of this product. Supertek Canada Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages or any implied warranty on this product.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Supertek™
M.C.

Mont-Royal, Qc H4T 1X2
client@supertek.ca
Customer Service / Service à la clientèle: 1-800-304-8354




⚠ WARNING:

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Before First Use:

1. Remove battery cover by pressing release button on the underside of the PedEgg Power then pulling the battery cover downwards. (Figure 1)
2. Insert 2 AA batteries.
3. Close battery cover by pressing battery cover up until release button locks into place.

**Instructions For Use:**

1. Turn on the PedEgg Power by pressing the power button up.
2. Holding the PedEgg Power securely, gently press the roller to the thickest area of dead skin you want to remove and slowly move outwards towards healthy skin. (Figure 2)
3. Check intermittently for desired results. Once new, healthy skin is revealed or callus is removed, stop use and switch the PedEgg Power off.
4. For additional smoothing, switch from the blue




Figure 2

NOTE: The PedEgg Power includes an auto off feature which stops the roller if you are pressing too hard.

Nano Abrasion Roller to the purple Smoothing Roller (see *To Remove Roller below*) and use gentle pressure to smooth the areas you buffed.

NOTE: Stop immediately if skin becomes irritated or if any pain is felt. Overuse may cause skin irritation and soreness.



To Remove Roller:

1. Press the button on the side of the PedEgg Power near the roller. (Figure 3)
2. Pull upwards on the roller to remove it. (Figure 4)
3. Snap new roller into place by pressing it down onto the PedEgg Power.

Cleaning Instructions:

1. With PedEgg Power switched off, remove roller following instructions *To Remove Roller*.
2. Rinse roller under running water.
3. The body of the unit can be wiped clean with a dry cloth.
4. Allow roller to dry and insert it back into PedEgg Power body as instructed in *To Remove Roller*.

NOTE: For best performance, clean PedEgg Power after each use.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne mélangez pas piles usées et neuves. Ne mélangez pas piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Avant la première utilisation :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur le bouton sous PedEgg Power puis en glissant le couvercle vers le bas (illustration 1).
2. Insérez 2 piles AA.
3. Remplacez le couvercle en appuyant jusqu'à ce que le bouton s'enclenche.

Mode d'emploi :

1. Glissez le bouton Marche/Arrêt vers le haut pour mettre PedEgg Power en marche.
2. Tenez le PedEgg Power solidement puis appuyez-le sur la zone de peau morte que vous désirez enlever et glissez l'appareil vers la peau saine (illustration 2).
3. Vérifiez par intermittence afin d'obtenir les résultats désirés. Une fois la peau morte et les callosités éliminées, éteignez PedEgg Power.




Illustration 1

Illustration 2

NOTE : Le rouleau de PedEgg Power s'arrêtera automatiquement si vous pressez trop fort.