



**COPPER *Fit* GENOUILLÈRE**  
POLYESTER INFUSÉ DE CUIVRE

**TABLEAU DES TAILLES**

**UNISEXE**

Moyen	Grand	TG	TTG
39.3 cm – 41.9 cm (15.5" – 16.5")	43 cm – 48 cm (17" – 19")	49.5 cm – 53.3 cm (19.5" – 21")	54.6 cm – 58.4 cm (21.5" – 23")

Mesurez la circonférence de votre cuisse à environ 12,7 cm (5 po) au-dessus du centre de votre genou. Vous devrez peut-être ajuster la genouillère de quelques centimètres vers le haut ou le bas afin d'obtenir la compression et le confort désirés.



**COPPER *Fit* SUPPORT POUR LE COUDE**  
INFUSÉ DE CUIVRE EN POLYESTER

**TABLEAU DES TAILLES**

**UNISEXE**

Moyen	Grand	TG	TTG
26.6 cm – 30.4 cm (10.5" – 12")	31.7 cm – 35.5 cm (12.5" – 14")	36.8 cm – 40.6 cm (14.5" – 16")	41.9 cm – 45.7 cm (16.5" – 18")

Mesurez la circonférence de votre bras à environ 12,7 cm (5 po) au-dessus du coude. Vous devrez peut-être ajuster le support de quelques centimètres au-dessus ou en bas du coude afin d'obtenir la compression et le confort désirés.



**COPPER *Fit* SUPPORT EN NYLON INFUSÉ**  
DE CUIVRE POUR CHEVILLE

**TABLEAU DES TAILLES**

**UNISEXE**

Moyen	Grand	TG
20.3 cm – 25.4 cm (8" – 10")	25.4 cm – 36.8 cm (10" – 12")	36.8 cm – 34.2 cm (12" – 13.5")

Mesurez la circonférence au-dessus de la cheville

